

# Dr. Fritz<sup>®</sup>


GmbH

Endoskope und Videosysteme

Vet-Info 12-3 D

## Hunde, Katzen

Flexible Endoskope zur Untersuchung  
des Magen-Darmkanals



## Gastroenterologie bei Kleintieren


## Video-Bronchoskope und Gastroskope



– komplett einlegbar  
in Desinfektionslösung –



Komplett angeschlossen



Frontlinse  
Lichtleiter  
Spüldüse  
Arbeitskanal

### FVE-130-10

#### Video-Gastroskop, 1/6" CCD –das ideale Kleintiergastroskop–

D: 9,8 mm, Länge: 130 cm, Farb-Vollbild-Technik, 440 000 aktive Pixel, Bildspeicherknopf, PAL, Öffnungswinkel: 115°, Instrumentenkanal: 2,8 mm, Standard Funktionstasten und Reinigungsanschlüsse, Standard Versorgungsstecker, wasserdicht und voll einlegbar, Dichtigkeitstester, Reinigungsbürste, Video-Prozessorkabel, komplett im Koffer

steuerbar  
in 2 Ebenen

## Video-Prozessor, Lichtquelle

– ideal für die Gastroskopie, Laparoskopie u.  
Arthroskopie zur optimalen Ausleuchtung –

### Vet Video Combo Xe 100,

universell einsetzbare Einheit für alle Endoskope  
– Kombination aus Prozessor und Lichtquelle –

● einfach, universell und ökonomisch



48-PXE-100

### 48-PXE-100 Vet Video Combo Xe 100

Video-Prozessor u. 100 W Xenon-Licht, mit Vollbild-Technologie, Insufflationspumpe, Lichtanschluß p.zu Olympus, für FVE Video-Broncho-/Gastroskope und starre Endoskope, PAL, 110-240VAC, 50/60Hz, Auflösung: 752(H)x582(V), 440 000 Pixel, Signalausgänge: BNC, S-VHS  
– vollautom. Lichtmessung u. Regelung –

#### Zubehör, optional:

48-P28-K Kamerakopf

48-XE-100E Xenon-Ersatzbirne  
für 47-PXE-100

## Absaugpumpe

### Absaugpumpe



**H160-AB Absaugpumpe**, tragbar, 22 l/min Saugleistung, 1 Liter Sekretflasche aus Polysulfon, stufenlos regulierbare Kolbenpumpe 0 - 0,8bar /600mmHg, komplett einschl. Tragegriff, 230 VAC 50/60Hz

- ideal für den Einsatz in der Kleintierpraxis
- flexible und einfache Handhabung

### Zubehör:

**WV-53022 Videowagen**, Basisausführung mit Schublade, 62x63x110 cm, verzinkt und pulverbeschichtet (lichtgrau), Dekorfarbe kobaltblau, 50 cm Gerätebreite, Schublade montiert, Kamerahalterknopf. (ohne Gastroskop- u. Infusionshalterung)



**48-PK-603 Videoprozessorkabel** für flexible Video-Bronch-/Gastroskope, 40 cm

**X-10-27 Spülflasche**, autoklavierbar, 250 ml

**EF-18 Dichtigkeits tester** für Videoendoskope, Typ FVE

**RH99-56 Dichtkappen** für Instrumentenkanal von flexiblen Endoskopen, Pckg. 5 Stck.

**F28-1709 Flexible Reinigungsbürste** für Fiberskope mit Arbeitskanal 2,2 bis 3 mm, Nutzlänge 160 cm wie oben jedoch Nutzlänge 230 cm


**F28-2208**

**PC-95-PSK USB-Kit mit Treiber-Software** und Kabelverbindung, Chinch/Y/C-USB, p. zu 48-PXE-100

## Zubehör:


### Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie

(Fragen Sie uns nach gebrauchten, leistungsstarken HF-Geräten)



<b>HF22-1601</b>	<b>Saug-Koagulations-Elektrode</b> , flexibel, monopolar, mit Luer-Lock Anschluß, D: 2,2 mm, NL: 165 cm
<b>HF22-2301</b>	<b>Saug-Koagulations-Elektrode</b> , flexibel, monopolar, mit Luer-Lock Anschluß, D: 2,2 mm, NL: 230 cm
<b>SL23-1610</b>	<b>Polyp-Ektomieschlinge</b> , komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, mit asymmetrischer Schlinge (Breite: 25 mm) NL: 165 cm, passend zum Handgriff HS11-1200
<b>SL23-2310</b>	<b>Polyp-Ektomieschlinge</b> , komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, mit wie SL23-1610 jedoch NL: 220 cm
<b>SL23-1612</b>	<b>Polyp-Ektomieschlinge</b> , komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, mit symmetrischer Schlinge (Breite: 35 mm), NL: 165 cm, passend zum Handgriff HS11-1200
<b>SL23-2312</b>	<b>Polyp-Ektomieschlinge</b> , komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm, mit wie SL23-1612 jedoch NL: 220 cm
<b>HS11-1200</b>	<b>Handgriff</b> für Polyp-Ektomieschlingen, Standardgrößen
<b>HF-301-ER</b>	<b>Standard HF-Verbindungskabel</b> , monopolar, 3 m

### Biopsie-, Faßzange, Greifer u.a. –Premium Qualität –



Bestell-Nr.		Ø (mm)	Länge (cm)
<b>B22-16011</b>	<b>Biopsiezange</b> (mit Dorn)	2,2	160
<b>B22-22011</b>	dto.	2,2	220
<b>F22-16041</b>	<b>Faßzange</b>	2,2	160
<b>F22-22041</b>	dto.	2,2	220
<b>F22-16040</b>	<b>Dreifußgreifer</b>	2,2	160
<b>F22-22040</b>	dto.	2,2	220
<b>F23-16042</b>	<b>FK-Faßzange</b>	2,3	160
<b>F23-22042</b>	dto.	2,3	220
<b>FK18-1635</b>	<b>Körbchen</b>	1,8/3,5x5cm	165
<b>FK23-1635</b>	<b>Körbchen</b>	2,2/4,5x6cm	160
<b>FK23-1637</b>	<b>Körbchen</b>	2,3/5x10cm	160
<b>FK23-2035</b>	<b>Körbchen</b>	2,3/4,5x6cm	220
<b>X-46-00</b>	<b>Fremdkörper-Schutzkappe</b> für Gastroskope, Ø 9-11 mm		