

Dr. Fritz[®]
GmbH

Endoskope und Videosysteme

Vet-Info 12-1 D

Hund

*Ausrüstung zur gynäkologischen, urologischen
Untersuchung beim Kleintier nach Blendinger*



Gynäkologie beim Hund – Zystoskopie

Endoskope speziell für den gynäkologischen Eingriff bei Kleintieren

Die gynäkologische Untersuchung gehört zu den Routineaufgaben in der Kleintierpraxis. Das neue Set zur vaginoskopischen Video-Untersuchung **nach Blendinger** macht eine Standard-Untersuchung vom kleinen bis zum großen Patienten mit nur einem Instrument möglich. Besonders kleinere Hunde tolerieren den nur 5 mm dünnen Endoskopschaft problemlos. Das Endoskop kann passend zu herkömmlichen endoskopischen

Videokameras gewählt werden, oder besser noch an unser Video-Compact-System mit TWIN-Anschluss angeschlossen werden, bei dem Licht und Optik-Ebene in einem Kabel verlaufen, was die Einfachheit deutlich erhöht.

Der Besitzer verfolgt wie der Tierarzt selbst das Videobild am Monitor. Die schonende und elegante Untersuchung und die klare Präsentation überzeugen auch sehr kritische Kunden. Endoskope und Schäfte können jederzeit auch für die Zystoskopie eingesetzt werden.



- T301-4030** **Weitwinkel-Großbild-Optik, 30°, 4 mm**
NL:30cm, 115° Öffnungswinkel, Großbildsystem, autoklavierbar
- T301-4030W** **Weitwinkel-Großbild-Optik, 30°, 4 mm, Twin-Anschluss,**
NL:30 cm, Großbildsystem, 115° Öffnungswinkel, autoklavierbar
- S301-4034** **Video-Vaginoskopschaft I n. Blendinger**
D:5,5mm, NL:27cm, p.zu T301-4030/W, Hahn, auch zur urologischen Untersuchung geeignet



- S301-4037** **Video-Vaginoskop-Schaft II n. Blendinger**
D:7x5 mm, NL:25 cm, p.zu T301-4030/W, Hahn zur Insufflation, 2 mm Arbeitskanal, zur Besamung und Biopsie

Zubehör:



- H150-1-1** **Insufflationspumpe, klein, 5 L/min**
max. 0,25 bar, 230 VAC, 50/60Hz
einschließlich Siliconschlauch 3 m, LL (ohne Abb.)
(empfohlen, falls nicht in der Lichtquelle integriert)
- F11-69** **Spezial-Katheter 4 Fr., 69 cm, Ende gebogen, m. Olive, 1,3 mm**
- F12-69** **Spezial-Katheter 5 Fr., 69 cm, Ende gebogen, m. Olive, 1,7 mm**
- F13-69** **Spezial-Katheter 6 Fr., 69 cm, Ende gebogen, m. Olive, 1,9 mm**
- F16-50** **Spezialkatheter zu Insemination, 50 cm, 1,6 mm**
Anschluss, LL (w), Ende gerade
- B18-33** **Flexible Biopsiezange, 2 mm, 35 cm**
- TR-60-1** **Silicon-Dichtkappen für den Arbeitskanal,**
Öffnung 1 mm, 5 St./Pg. (ohne Abb.)
- K-3325-62** **Transportkoffer für die Vaginoskopie (ohne Abb.)**