


Übersicht: Digitale Center-Einheit

Pocketformat-Einheit für alle Anwendungen

Bildaufnahme über:



Zubehör:

Katheter, Injektionsnadel



- F20-220** Bronchialkatheter mit wechselbarem Luer-Lock Ansatz,
D: 22 mm, NL: 235 cm
F20-219 Ersatzbronchialkatheter o. Luer-Lock, 10 m
F20-20A Luer-Lock Adapter für Bronchialkatheter



- F231-220** Injektions-Nadel, flexibel im Teflon-Außenschlauch
D: 2,3 mm, NL: 240 cm, Nadel: 0,6x10 mm

Zubehör für die Hochfrequenz-Chirurgie

(Fragen Sie uns nach gebrauchten, leistungsstarken HF-Geräten)



- HF22-2301** Saug-Koagulations-Elektrode, flexibel, monopolar, mit Luer-Lock
Anschluß, D: 2,2 mm, NL: 230 cm



- SL23-2310** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm,
NL: 230mm, mit asymmetrischer Schlinge (Breite: 25 mm),
passend zum Handgriff HS11-1200



- SL23-2312** Polyp-Ektomieschlinge, komplett mit Außenschlauch, D: 2,2 mm,
NL: 230 cm, mit symmetrischer Schlinge (Breite: 35 mm),
passend zum Handgriff HS11-1200




- HS11-1200** Handgriff für Polyp-Ektomieschlingen, Standardgrößen

- HF-301-ER** Standard HF-Verbindungskabel, monopolar, 3 m

Biopsie-, Faßzange, Greifer u.a.



Bestell-Nr.	Ø (mm)	Länge (cm)
B22-16011 Biopsiezange	2,2	160
B22-22011 (mit Dorn)	2,2	230
B23-3601	2,3	360



F22-16041 Faßzange	2,2	160
F22-22041	2,2	230
F23-3604	2,3	360



F22-16040 Dreifußgreifer	2,2	160
F22-22040	2,2	230



F23-16042 FK-Faßzange	2,3	160
F23-22042	2,3	220



FK23-1635 Körbchen	2,2/4,5x6cm	160
FK23-1637 Körbchen	2,3/5x10cm	160
FK23-2035 Körbchen	2,3/4,5x6cm	230