




Endoskope und Videosysteme

Vet-Info 21-4 D

Klein- und Großtiere

Saug- Spülpumpe – die perfekte Kombination für die Klein- und Großtierpraxis



Saug- Spülpumpe

die perfekte Kombination für die Klein- und Großtierpraxis

- *erlaubt die gleichzeitige Verwendung der Spül-, Druck- und Saugfunktion*
- *separat regelbare Einstellungen*
- *ideal auch für die Anwendung in der Chirurgie*



H160-2S

Saug- Spülpumpe komplett

je 1 Liter Saug- Spülflasche,
einschl. Schlauchset.

Vacuum: 11L/min, 0-08bar regelbar

Druck: 0-07bar (bis 140mmHG)

230VAC, 50/60 Hz, inkl. Filter



AR-10-922

Ersatz Sterilfilter für CO² u. Druckluft,
y-steril, Einmalartikel, Pkg. mit 50 St.