



Endoskope und Videosysteme

Vet-Info 18-1 D

### Pferde, Rinder, Kamele, Großtiere

Ausrüstung zur endoskopischen Zahnuntersuchung in der Außenpraxis



wireless




### LED-Dentalstick-Equine für Großtiere – Digital



# LED-Dentalstick-Pferd

Bildübertragung schnurlos, per USB- oder Video-Kabel

- Das Zahnendoskop für den Pferdedentisten
- Kabellose Technik – ideal für die Außenpraxis
- Einfache Handhabung, schnelle Reinigung und Desinfektion
- Perfekte Präsentation gegenüber dem Klientel
- Bildübertragung schnurlos oder per USB-/Videokabel
- 1/6" CCD chip
- Standard Videoauflösung 750x580 Bildpunkte



Basissystem mit Video- und USB-Verbindung



Monitor 5,6"

**wireless**



Sender-/Akkueinheit

## Pferde-Dentalkamera mit LED-Beleuchtung – Basissystem

**TW61-150B Dentalstick-Equine "Compact",**  
 115° Öffnungswinkel, D:15mm, NL:52cm,  
 Anschlüsse: video/USB out,  
 komplett mit Transportkoffer  
 Trafo 110-230VAC, Verbindungskabel und PC-Software  
 passend zu analogen Monitoren und/oder  
 PC/Note-/Netbook – ausbaubar mit wireless Modul

### Monitor, analog, tragbar

**M-56-A LCD-Monitor 5,6"**, kleiner transportabler Monitor  
 für den Dentalstick, tageslichtfähig,  
 Verbindungskabel, Netzteil 0,8 kg

## Pferde-Dentalkamera mit LED-Beleuchtung und schnurloser Videoübertragung (< 15 m) – Komplett-Set

**TW61-150S Dentalstick-Equine "Compact-W", SET**  
 mit schnurloser Übertragungsmöglichkeit  
 bestehend aus:  
 1 x Dentalstick Compact (TW61-150B)  
 1 x Wireless Modul Set mit Sender und  
 USB Empfänger (TW61-150W)